

# Santy Griffsystem

## Stütz- und Sicherheitsgriffe: Die einfache Lösung für eine selbständige Toilettennutzung

Die Santy Griffsysteme, vereinfachen das **selbständige Aufstehen und Hinsetzen beim Toilettengang**. Das Santy Griffsystem – bestehend aus Sitzerrhöhung, Fixierungsplatte, Griffen und Sitzbrille bzw. Bidet – kann auf verschiedene Toiletten-Keramiken auf- und eingesetzt werden. Es ist das einzige Griffsystem auf dem Markt, das sich neben einer klassischen Toilettenbrille **auch in Kombination mit einem Bidet verwenden lässt**.

### Toilettengriffe

Der Toilettengriff der Santy Aufstehhilfe ist ein spezielles Gerät, das auf einer Toilette fixiert, dazu dient, Menschen die in Ihrer Mobilität eingeschränkt sind, den Gang zur Toilette zu erleichtern. Die Griffe sind gefedert und hochklappbar. Das Produkt wird in Kombination mit einer Sitzerrhöhung verwendet.

### Folgende Variationen sind möglich

- WC Schüssel mit TGH Griff + WC Brille
- WC Schüssel mit TGH Griff + Sitzerrhöhung + WC Brille
- WC Schüssel mit TGH Griff + Bidet
- WC Schüssel mit TGH Griff + Sitzerrhöhung + Bidet

**Modellaufbau**  
Santy Griffsysteme mit Sitzbrille



**Modellaufbau**  
Santy Griffsysteme mit Bidet



### Maße:

Breite: 568 mm,  
Tiefe: 590 mm,  
Höhe: 275 mm, ab Oberkante Fixierplatte

### Material:

Griffe DN34 aus Stahlrohr (weiß lackiert)  
Fixierplatte Stärke 6 mm: Stahl verzinkt und lackiert  
Armauflage: Schaumstoff, Farbe Schwarz  
Belastbar bis 100 kg

## **Technische Besonderheiten**

Durch das besondere Design sind die Verbindungsplatte und der Sitzring ineinander verankert, dadurch ist gewährleistet, dass das System während der Verwendung nicht seitlich abrutschen kann.

Diese Lösung ermöglicht eine sehr stabile Befestigung und dadurch eine sichere Nutzung.

Gefederte Griffe – das Griffsystem kann in jede beliebige Position verstellt werden.

Griffstärke 34 mm

Die Federungsstärke kann nach Wunsch eingestellt werden.

## **Die Aufstehhilfe**

Santy ist eine sehr stabile Griffsystem-Aufstehhilfe aus Stahl, Edelstahl und Hartkunststoff und dient dazu, auch in hohem Alter eine sichere und komfortable Toilettenbenutzung zu ermöglichen.

Das System besteht aus einem ergonomisch geformten hochklappbaren und gefederten Griffsystem mit einer Fixierungsplatte, die in Kombination mit einer Sitzerrhöhung eine sehr stabile und komfortable Erweiterung für jede Toilette darstellt.

Die Griffe sind mit Armlehnen aus hochwertigem Schaumkunststoff belegt.

Das System kann zusammen mit einer Toilettensitzbrille oder einem modernen Duschbidet verwendet werden.

Das System kann auf sämtlichen Toilettenkeramiken eingesetzt werden.